

Измельчитель Стеклянных Салфеток Гомогенизатор

Артикул: KTG-1



введение

Крошечные зазоры и небольшие неровности между стеклянной трубкой и плунжером задействуются, и при вращении плунжера возникает эффект измельчения.

[Узнать больше](#)

Модель	Общая длина (мм)	Длина в замороженном состоянии (мм)	Внешний диаметр трубки (мм)	Внутренний диаметр горлышка (мм)
0,5 мл	133	34	6	16
1 мл	147	47	8	17
2 мл	155	53.5	10	20
3 мл	160	61.5	10	20
5 мл	195	72	11	24
10 мл	225	74	13	26
15 мл	245	83	16	28
20 мл	255	92	17	31.5
25 мл	270	110	18	37
30 мл	275	112	18	34
50 мл	295	112	21	38