



KINTEK SOLUTION

Лабораторные Сублимационные Сушилки И Морозильники Каталог

Contact us for more catalogs of Базовые приготовления, Тепловое оборудование, Лабораторные расходные материалы и материалы, Биохимическое оборудование, Low Temperature Freezer, и т. д.

KINTEK SOLUTION

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

KinTek Group Limited - это организация, ориентированная на технологии, члены команды которой посвящены изучению наиболее эффективных и надежных технологий и инноваций в научно-исследовательском оборудовании, таких областях, как биохимические реакции, исследование новых материалов, термообработка, создание вакуума, охлаждение, а также фармацевтика. и нефтедобывающее оборудование.



Высокоэффективная Лабораторная Сублимационная Сушилка

Артикул: KTFD-10P



введение

Передовая лабораторная сублимационная сушилка для лиофилизации, эффективно сохраняющая биологические и химические образцы. Идеально подходит для биофармы, пищевой промышленности и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Температура холодной ловушки	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Предельный вакуум	$< 10\text{ Па}$
Точность индикации вакуума	0,01 Па
Площадь сублимационной сушики (полки)	0.12 - 0.18 m^2
Загрузка материала (на полках)	1200 - 1800 мл
Влагоемкость	3 кг / 24 ч
Характеристики лотка для материалов (Ф×Н)	200 × 20 мм
Количество слоев лотка для материала	Стандартно 4 слоя, опционально 6 слоев
Вместимость внешних колб (манифольд)	8 колб
Варианты стиля колбы	В форме баклажана или цилиндрическая
Габаритные размеры (Ш×Д×В)	580 × 550 × 820 мм (настольный прибор с сушильной камерой и коллектором)
Размеры холодной ловушки (Ф×Н)	Ф 215 × 193,5 мм
Конструкция	Настольная, коллекторная сушилка общего типа

Настольная Лабораторная Сублимационная Сушилка Для Лабораторных Нужд

Артикул: KTFD-10PT



введение

Настольная лабораторная сублимационная сушилка премиум-класса для лиофилизации, сохраняющая образцы при охлаждении $\leq -60^{\circ}\text{C}$. Идеально подходит для фармацевтики и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Температура холодильной ловушки	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Предельный вакуум	$< 10 \text{ Па}$
Точность индикации вакуума	$0,01 \text{ Па}$
Площадь сублимационной сушики	0.09 m^2
Объем загрузки материала	900 мл
Мощность захвата воды	3 кг / 24 ч
Технические характеристики лотка для материалов	200 × 20 мм (Ф × h)
Количество слоев лотка для материала	3
Внешние подвесные колбы	8 позиций
Стиль колбы для сублимационной сушики	Колокольный или цилиндрический
Внешние размеры (Ш×Д×Г)	580 × 550 × 375 / 880 мм (основной блок / с коллектором и камерой)
Размеры холодной ловушки	Ф 215 × 193,5 мм (Ф × h)
Тип конструкции	Тип укупорки коллектора, настольная конструкция

Настольная Лабораторная Вакуумная Сублимационная Сушилка

Артикул: KTFD-10S



введение

Настольная лабораторная сублимационная сушилка для эффективной лиофилизации биологических, фармацевтических и пищевых образцов. Интуитивно понятный сенсорный экран, высокопроизводительное охлаждение и прочная конструкция. Сохраните целостность образцов - проконсультируйтесь прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Температура холодной ловушки	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Предельный вакуум	$< 10\text{ Па}$
Точность индикации вакуума	0,01 Па
Площадь сублимационной сушики	0.12 - 0.18 m ²
Объем загрузки материала	1200 - 1800 мл
Мощность захвата воды	3 кг / 24 ч
Размеры лотка для материалов	Ф 200 x 20 мм (диаметр x высота)
Количество лотков для материала	Стандартный 4 слоя, дополнительный 6 слоев
Внешние размеры (Ш*Д*В)	580 x 550 x 375/820 мм
Размеры лотка для холода	Ф 215 x 193,5 мм (диаметр x высота)
Дизайн	Настольная, компактная конструкция

Высокопроизводительная Лабораторная Сублимационная Сушилка Для Исследований И Разработок

Артикул: KTFD-10T



введение

Передовая лабораторная сублимационная сушилка для лиофилизации, сохраняющая чувствительные образцы с высокой точностью. Идеально подходит для биофармацевтики, научных исследований и пищевой промышленности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Температура холодной ловушки	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Предельный вакуум	$< 10\text{ Па}$
Точность отображения вакуума	0,01 Па
Площадь сублимационной сушики	0.09 м^2
Вместимость материала	900 мл
Мощность захвата воды	3 кг / 24 ч
Технические характеристики лотка для материала	$\Phi 200 \times 20\text{ мм}$ (диаметр $\times$ высота)
Количество лотков для материалов	3 слоя
Габаритные размеры (Ш $\times$ Д $\times$ В)	580 $\times$ 550 $\times$ 880 мм (со стандартной сушильной камерой)
Размеры лотка для холода (Ф $\times$ Н)	$\Phi 215 \times 193,5\text{ мм}$
Конструкция	Настольная конструкция

Компактный Ультранизкотемпературный Морозильник 28 Л Для Лаборатории

Артикул: KTFDV-28



введение

Ультранизкотемпературный морозильник (-86°C) для лабораторий, объем 28 л, точное цифровое управление, энергосберегающая конструкция, идеально подходит для хранения биологических образцов.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Модель	KTFDV-28
Тип	Прямой
Вместимость	28L
Диапазон внутренней температуры	От -40°C до -86°C (регулируемый)
Система сигнализации	Звуковая и световая сигнализация
Источник питания	220V/50Hz
Мощность	400W
Потребление энергии	5,50 кВтч/24ч
Класс защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторный, экологически чистый хладагент
Система охлаждения	Однокомпрессорная система
Контроль температуры	Электронный контроль температуры
Дисплей температуры	Цифровой дисплей данных
Зонд	PTC
Вентилятор конденсатора	Стандартный высокоэффективный вентилятор
Внешний корпус	Стальной холоднокатаный лист с порошковым покрытием
Внутренняя облицовка	Нержавеющая сталь 304
Полки/внутренняя дверь	1 полка / 1 внутренняя дверца, нержавеющая сталь 304
Толщина изоляции	100 мм
Порт выравнивания давления	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес нетто/брутто	71/90 кг
Внешние размеры (Ш D Н)	505 мм * 520 мм * 1165 мм

Характеристика	Спецификация
Внутренние размеры (Ш D Н)	270 мм * 265 мм * 400 мм
Габариты упаковки (Ш D Н)	Фанера: 535 575 1290 мм / Сотовый картон: 595 640 1335 мм
Загрузка контейнера (20'GP)	30 единиц

Высокоточная Лабораторная Сверхнизкотемпературная Морозильная Камера Объемом 58 Л Для Хранения Критических Образцов

Артикул: KTFDV-58X



введение

Ультранизкотемпературный морозильник для лабораторий, надежное хранение при температуре -86°C, внутренняя отделка из нержавеющей стали, энергосбережение. Защитите свои образцы прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Модель	KTFDV-58X
Вместимость	58L
Внутренняя температура	От -40°C до -86°C (регулируемая)
Система сигнализации	Звуковая (зуммер) и визуальная (свет)
Источник питания	220V/50Hz
Потребляемая мощность	6,2 кВт.ч/24ч
Класс защиты	I/B
Тип хладагента	Безфторный, экологически чистый смешанный хладагент
Компрессор	Высокопроизводительный импортный компрессор
Система охлаждения	Однокомпрессорная автокаскадная система
Контроль температуры	Электронный микрокомпьютерный контроль
Дисплей температуры	Светодиодный цифровой дисплей
Температурный зонд	PTC
Вентилятор конденсатора	Высококачественный, малозумный вентилятор (например, типа EBM)
Внешний материал	Стальная пластина с порошковым покрытием
Внутренний материал	Нержавеющая сталь 304
Полки/внутренние дверцы	1 слой полок / 1 внутренняя дверь, 304 нержавеющая сталь
Толщина изоляции	120 мм
Отверстие для выравнивания давления	1 (прибл. Ø18 мм)
Ролики	4
Вес нетто/вес брутто	78/98 кг
Внешние размеры (ШхДхГ)	600 x 665 x 1150 мм
Внутренние размеры (ШхДхГ)	364 x 405 x 410 мм

Характеристика	Спецификация
Размеры упаковки (ШхДхГ)	Фанера: 670x760x1290 мм / Сотовый картон: 705x785x1320 мм
Количество в упаковке (20'GP)	24 шт.

Вертикальный Ультранизкотемпературный Морозильник Ult Объемом 108 Л

Артикул: KTFDV-108



введение

Ультранизкотемпературный морозильник для лабораторий: хранение при -86°C , точный контроль, экологичность, внутренняя отделка из нержавеющей стали. Защитите свои образцы прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Модель	KTFDV-108
Вместимость	108L
Внутренняя температура	От -40°C до -86°C (регулируемая)
Контроль температуры	Микрокомпьютерный электронный контроллер, цифровой дисплей
Температурный зонд	PTC
Система сигнализации	Звуковые и визуальные сигналы тревоги
Источник питания	220V/50Hz
Потребляемая мощность	480W
Потребление энергии	6,5 кВтч/24ч
Уровень защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторный, экологически чистый смешанный хладагент
Система охлаждения	Однокомпрессорная автокаскадная система
Вентилятор конденсатора	Высокоэффективный вентилятор с низким уровнем шума
Внешний шкаф	Стальной лист холодной прокатки с порошковым покрытием
Внутренний шкаф	Нержавеющая сталь 304
Полки/внутренние дверцы	1 слой полок, 2 внутренние двери (304 нержавеющая сталь)
Толщина изоляции	120 мм
Порт выравнивания давления	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес нетто/брутто	107/133 кг
Внешние размеры (Ш*Д*В)	700*730*1260 мм
Внутренние размеры (Ш*Д*Г)	460*460*510 мм

Прецизионный Вертикальный Ультранизкоморозильный Шкаф 158L Для Лабораторных Применений

Артикул: KTFDV-158



введение

Надежный морозильник ULT объемом 158 л для лабораторий, поддерживающий температуру -86°C, энергоэффективный, с передовыми функциями безопасности. Идеально подходит для хранения чувствительных образцов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Модель	KTFDV-158
Тип	Вертикальный
Вместимость	158L
Внутренняя температура	От -40°C до -86°C, регулируемая
Сигнализация	Звуковая и визуальная сигнализация
Источник питания	220V/50Hz
Мощность	500W
Потребляемая мощность	7.1 кВт.ч/24ч
Класс защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Экологически чистый хладагент без фтора
Компрессор	Высокоэффективный
Система охлаждения	Одноступенчатая компрессионная система охлаждения
Контроль температуры	Электронный контроль температуры
Дисплей температуры	Цифровой дисплей
Зонд	PTC
Вентилятор конденсатора	EBM
Внешний корпус	Холоднокатаная стальная пластина с порошковым покрытием
Внутренний корпус	304 нержавеющая сталь
Полки/внутренние двери	2 полки / 3 внутренние двери, нержавеющая сталь 304
Толщина изоляции	120 мм
Отверстие для выравнивания давления	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес нетто / Вес брутто	123 / 150 кг

Параметр	Значение
Внешние размеры (Ш D Н)	700 700 1580 мм
Внутренние размеры (Ш D Н)	460 455 800 мм
Размеры упаковки (Ш D Н)	Фанерный ящик: 760 790 1720 мм / Ящик из жесткого картона: 790 820 1750 мм (приблизительно)
Количество загрузки	21 шт/20'GP

208L Advanced Precision Laboratory Ultra Low Temperature Freezer Для Хранения Холода

Артикул: KTFDV-208



введение

Ультранизкотемпературный морозильник для лабораторий: хранение при -86°C , энергоэффективное и надежное сохранение образцов. Идеально подходит для научных исследований и биотехнологий.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Модель	KTFDV-208
Вместимость	208L
Внутренняя температура	От -40°C до -86°C (регулируемая)
Система сигнализации	Звуковая и визуальная сигнализация
Источник питания	220V/50Hz
Потребляемая мощность	550W
Потребление энергии	7,9 кВт.ч/24ч
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторная экологичная смесь
Система охлаждения	Однокомпрессорное прямое охлаждение
Контроль температуры	Микрокомпьютерный электронный контроль
Дисплей температуры	Цифровой дисплей
Температурный зонд	PTC
Вентилятор конденсатора	Высокоэффективный вентилятор с низким уровнем шума
Внешний корпус	Холоднокатаная сталь с порошковым покрытием
Внутренняя облицовка	Нержавеющая сталь 304
Полки / внутренние дверцы	2 полки / 3 внутренние дверцы, 304 нержавеющая сталь
Толщина изоляции	120 мм
Отверстие доступа	1 (Ф18 мм)
Ролики	4
Вес нетто / брутто	142 / 172 кг
Внешние размеры	810 мм (Ш) x 730 мм (Г) x 1800 мм (В)
Внутренние размеры	570 мм (Ш) x 485 мм (Г) x 800 мм (В)
Размеры упаковки	Фанерный ящик: 815 885 1745 мм / Гофрокороб: 850*1770мм

Характеристика	Спецификация
Количество загрузки	18 шт/20'GP

Прецизионный Сверхнизкотемпературный Морозильник 308L Для Лабораторных Применений

Артикул: KTFDV-308



введение

Ультранизкотемпературный морозильник для лабораторий: хранение при -86°C, точный контроль, энергосбережение, безопасное сохранение образцов. Надежность и долговечность.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Ссылка на модель	KTFDV-308
Тип	Прямой
Вместимость	308L
Внутренняя температура	От -40°C до -86°C, регулируемая
Сигнализация	Звуковая и световая сигнализация
Источник питания	220V/50Hz
Мощность	580W
Потребление энергии	9,80 кВтч/24ч
Класс защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторный, экологически чистый хладагент
Система охлаждения	Однокомпрессорная система охлаждения
Контроль температуры	Электронный контроль температуры
Дисплей температуры	Цифровой дисплей
Зонд	PTC
Тип вентилятора охлаждения	Высококачественный малошумный вентилятор
Внешний материал корпуса	Порошковое покрытие холоднокатаной стальной пластины
Материал внутреннего вкладыша	304 Нержавеющая сталь
Полки/внутренние дверцы	3 полки / 4 внутренние дверцы, 304 нержавеющая сталь
Толщина изоляции	120 мм
Балансировочный порт	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес нетто/вес брутто	160/195 кг
Внешние размеры (Ш D Н)	860 850 1740 мм

Характеристика	Спецификация
Внутренние размеры (Ш D Н)	610 590 950 мм
Размеры упаковки (Ш D Н)	960 970 1910 мм
Количество загрузки	14 шт/20'GP контейнер
Температура окружающей среды	10°C ~ 30°C
Диапазон напряжения	187V ~ 242V AC

408L Передовая Вертикальная Лабораторная Сверхнизкотемпературная Морозильная Камера Для Сохранения Критически Важных Исследовательских Материалов

Артикул: KTFDV-408



введение

Сверхнизкотемпературный морозильник для лабораторий: точный контроль -86°C , энергоэффективное и безопасное хранение образцов. Идеально подходит для научных исследований и биотехнологий.

[Узнать больше](#)

Параметры	Спецификация
Модель	KTFDV-408
Тип	Вертикальный
Вместимость	408L
Диапазон внутренних температур	От -40°C до -86°C (регулируемый)
Система сигнализации	Звуковые и визуальные сигналы тревоги
Источник питания	220V/50Hz
Мощность	900W
Потребление энергии	13.2 кВтч/24ч
Уровень защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторный экологичный хладагент (на основе HC)
Компрессор	Высокоэффективные компрессоры (2 шт.)
Система охлаждения	Оптимизированная каскадная система охлаждения
Контроль температуры	Микропроцессорное электронное управление
Дисплей температуры	Цифровой дисплей
Датчик температуры Зонд	PTC
Вентилятор конденсатора	Высокоэффективный вентилятор
Материал наружного корпуса	Холоднокатаная сталь с порошковым покрытием
Материал внутренней облицовки	304 Нержавеющая сталь
Полки / внутренние дверцы	3 полки / 4 внутренние двери (304 нержавеющая сталь)
Толщина изоляции	120 мм

Параметры	Спецификация
Порт выравнивания давления	1 (Ф18 мм)
Ролики	4
Вес нетто / Вес брутто	188 кг / 238 кг
Внешние размеры (Ш D Н)	850 мм * 900 мм * 1780 мм
Внутренние размеры (Ш D Н)	610 мм * 615 мм * 1120 мм
Размеры упаковки (Ш D Н)	980 мм * 980 мм * 1930 мм
Количество загрузки (20'GP)	12 единиц

Усовершенствованный Вертикальный Ультранизкотемпературный Морозильник 508L Для Хранения Критически Важных Лабораторных Материалов

Артикул: KTFDV-508



введение

Вертикальный морозильник ULT объемом 508 л, точный контроль температуры -86°C , внутренняя отделка из нержавеющей стали и передовые функции безопасности для хранения лабораторных образцов.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Технические характеристики
Тип модели	Вертикальный морозильник
Вместимость	508L
Внутренняя температура	От -40°C до -86°C (регулируемая)
Дисплей температуры	Цифровой светодиодный дисплей
Разрешение температуры	0.1°C
Система сигнализации	Звуковые и визуальные сигналы тревоги (высокая/низкая температура, ошибка датчика)
Источник питания	220 В/50 Гц
Мощность	1050W
Потребление энергии	13,5 кВтч/24ч
Класс защиты	I
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторный, экологически чистый
Система компрессора	Высокоэффективная система с одним компрессором
Способ размораживания	Ручной (с помощью электронного контроля температуры)
Температурный зонд	PT1000
Вентилятор конденсатора	Высококачественный вентилятор с низким уровнем шума
Материал корпуса	Стальной лист с порошковым покрытием холодной прокатки
Материал внутренней облицовки	304 Нержавеющая сталь
Полки	3 (регулируемые, нержавеющая сталь 304)
Внутренние двери	4 (304 нержавеющая сталь)
Толщина изоляции	150 мм
Испытательный порт	1 (Ф18 мм)
Ролики	4 сверхпрочных ролика

Характеристика	Технические характеристики
Вес нетто / Вес брутто	225 кг / 275 кг
Внешние размеры (ШхДхГ)	850 мм x 1030 мм x 1880 мм
Внутренние размеры (ШхДхГ)	610 мм x 715 мм x 1200 мм
Размеры упаковки (ШхДхГ)	980 мм x 1080 мм x 2010 мм
Диапазон температур окружающей среды	10°C - 30°C
Диапазон напряжений	187 В - 242 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

608L Essential Laboratory Ultra Low Temperature Freezer Для Сохранения Критически Важных Образцов

Артикул: KTFDV-608



введение

Ультранизкотемпературный морозильник объемом 608 л с точным контролем температуры -86°C, идеально подходящий для лабораторий, где надежно хранятся биологические образцы.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Модель	KTFDV-608
Вместимость	608L
Внутренняя температура	От -40°C до -86°C (регулируемая)
Система сигнализации	Звуковые и визуальные сигналы тревоги
Источник питания	220V/50Hz
Мощность	1000W
Потребление энергии	13,8 кВтч/24ч
Класс защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Бесфреоновый экологически чистый хладагент
Система компрессора	Независимая система охлаждения с двумя компрессорами
Контроль температуры	Микрокомпьютерный электронный контроль температуры
Дисплей температуры	Цифровой дисплей
Тип зонда	PTC
Вентилятор конденсатора	Высокоэффективный вентилятор
Внешний кожух	Стальной лист холодной прокатки с напылением
Внутренняя облицовка	Нержавеющая сталь 304
Полки / внутренние дверцы	3 полки / 4 внутренние двери, нержавеющая сталь 304
Толщина изоляции	120 мм
Отверстие для доступа (контрольное отверстие)	1 (ø18 мм)
Ролики	4
Вес нетто / Вес брутто	245 кг / 288 кг
Внешние размеры (Ш D Н)	990 * 1030 * 1860 мм
Внутренние размеры (Ш D Н)	750 * 715 * 1200 мм

Характеристика	Спецификация
Габариты упаковки (Ш D Н)	1120 * 1080 * 2010 мм
Загрузка контейнера	10 шт / 20'GP

708L Ультранизкотемпературный Морозильник

Высокопроизводительный Лабораторный Морозильник

Артикул: KTFDV-708



введение

Ультранизкотемпературный морозильник 708L для лабораторий, прецизионное охлаждение до -86°C , внутренняя отделка из нержавеющей стали. Идеально подходит для исследований и хранения биотехнологических образцов.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Технические характеристики
Тип	Прямой
Вместимость	708L
Диапазон внутренней температуры	От -40°C до -86°C (регулируемый)
Система сигнализации	Звуковые и визуальные сигналы тревоги
Источник питания	220V/50Hz
Мощность	1000W
Потребление энергии	15,2 кВтч/24ч
Класс защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторный, экологически чистый смешанный хладагент
Компрессор	Высокоэффективные импортные компрессоры
Система охлаждения	Независимая холодильная система с двумя компрессорами
Контроль температуры	Микрокомпьютерное цифровое управление
Дисплей температуры	Светодиодный цифровой дисплей
Датчик-зонд	PTC
Вентилятор конденсатора	Высокоэффективный вентилятор с низким уровнем шума
Внешний корпус	Холоднокатаная стальная пластина с порошковым покрытием
Внутренняя облицовка	Нержавеющая сталь 304
Полки / внутренние дверцы	3 полки / 4 внутренние двери
Толщина изоляции	120 мм
Отверстие для выравнивания давления	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес нетто / Вес брутто	285 кг / 345 кг
Внешние размеры (ШхДхГ)	1130 мм x 1030 мм x 1860 мм

Характеристика	Технические характеристики
Внутренние размеры (ШхДхГ)	890 мм x 715 мм x 1200 мм
Размеры упаковки (ШхДхГ)	1280 мм x 1080 мм x 2150 мм
Количество загрузки	10 шт / 20'GP контейнер

808L Прецизионный Лабораторный Вертикальный Ультранизкотемпературный Морозильник

Артикул: KTFDV-808



введение

Ультранизкотемпературный морозильник объемом 808 л с точным контролем температуры -86°C , идеально подходит для хранения лабораторных образцов. Прочная конструкция из нержавеющей стали.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Модель	KTFDV-808
Тип	Вертикальный
Вместимость	808L
Внутренняя температура	От -40°C до -86°C (регулируемая)
Система сигнализации	Звуковые и визуальные сигналы тревоги
Источник питания	220V/50Hz
Потребляемая мощность	15,9 кВтч/24ч
Класс защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторная экологичная смесь
Компрессор	Высокоэффективные компоненты
Система охлаждения	Двойная независимая система охлаждения
Управление	Микропроцессорное управление, цифровой дисплей
Температурный дисплей	Цифровой светодиодный дисплей
Ручка	Ручка с подогревом PTC
Вентилятор охлаждения	EBM
Внешний материал	Холоднокатаная сталь с порошковым покрытием
Внутренняя облицовка	Нержавеющая сталь 304
Полки/внутренние дверцы	3 полки / 4 внутренние двери (304 нержавеющая сталь)
Толщина изоляции	120 мм
Порт доступа	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес нетто/вес брутто	300/370 кг
Внешние размеры	1090 мм x 1010 мм x 2000 мм (Ш D Н)

Характеристика	Спецификация
Внутренние размеры	850 мм x 725 мм x 1335 мм (Ш D H)
Размеры упаковки	1280 мм x 1080 мм x 2150 мм (Ш D H)

Вертикальный Ультранизкотемпературный Морозильник 938L Для Хранения В Передовых Лабораториях

Артикул: KTFDV-938



введение

Сверхнизкотемпературный морозильник для лабораторий, точное хранение при температуре -86°C, идеально подходит для ДНК, вакцин и реагентов. Надежность и энергоэффективность.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Модель	KTFDV-938
Тип	Вертикальный
Вместимость	938L
Диапазон температур	От -40°C до -86°C (регулируемый)
Система сигнализации	Звуковые и визуальные сигналы тревоги (высокая/низкая температура, ошибка датчика)
Источник питания	220 В/50 Гц
Потребляемая мощность	1200W
Потребление энергии	17,3 кВтч/24ч
Классификация безопасности	Класс I, тип B
Климатический тип	N
Хладагент	Смешанные хладагенты без фреона
Тип компрессора	Высокоэффективный импортный компрессор
Система охлаждения	Каскадная система охлаждения
Контроль температуры	Микропроцессорный контроль
Дисплей температуры	Цифровой дисплей
Датчик-зонд	PTC
Вентилятор конденсатора	Высокоэффективный (например, типа EBM)
Внешний материал	Стальная пластина с порошковым покрытием
Внутренний материал	Нержавеющая сталь 304
Полки / внутренние дверцы	3 полки / 4 внутренние двери (304 нержавеющая сталь)
Толщина изоляции	120 мм
Отверстие для выравнивания давления	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес (нетто/брутто)	320/405 кг

Характеристика	Спецификация
Внешние размеры (Ш D Н)	1280 мм x 1030 мм x 1980 мм
Внутренние размеры (Ш D Н)	1040 мм x 715 мм x 1320 мм
Габариты упаковки (Ш D Н)	1410 мм x 1080 мм x 2130 мм
Загрузка контейнера (20'GP)	8 шт.



Kintek Solution

Штаб-квартира: № 11 Changchun Road, Чжэнчжоу,
Китай

