



KINTEK SOLUTION

Монтажная Машина Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов **Базовые приготовления, Тепловое оборудование, Лабораторные расходные материалы и материалы, Биохимическое оборудование, и т. д.**

KINTEK SOLUTION

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

KinTek Group Limited - это организация, ориентированная на технологии, члены команды которой посвящены изучению наиболее эффективных и надежных технологий и инноваций в научно-исследовательском оборудовании, таких областях, как биохимические реакции, исследование новых материалов, термообработка, создание вакуума, охлаждение, а также фармацевтика. и нефтедобывающее оборудование.



Вакуумная Машина Холодного Монтажа Для Подготовки Образцов

Артикул: КТ-СХQ



введение

Вакуумная машина холодного монтажа для точной подготовки образцов. Работает с пористыми и хрупкими материалами при вакууме -0,08 МПа. Идеально подходит для электроники, металлургии и анализа отказов.

[Узнать больше](#)

| Параметр | Спецификация |
|-------------------------|--|
| Название продукта | Вакуумная холодная монтажная машина |
| Модель | СХQ |
| Степень вакуума | -0.08МПа |
| Вращающийся диск | Ф205 мм |
| Вес | 14 кг |
| Размер продукта | 350 350 380 мм |
| Размер вакуумной камеры | Ф280mmx330mm |
| Стандартные аксессуары | Вращающийся диск: 1 комплект, Ночная впускная трубка: 10, Безмасляный насос: 1 комплект, Монтажная форма: 6, Стержень для перемешивания: 5, Чашка для материала: 5 |
| Диапазон применения | Пористые материалы, образцы для анализа разрушения трещин, пористые отливки, композитные электронные компоненты, руды, керамика, образцы для напыления |
| Основные характеристики | Многостанционный, быстрая работа, одновременная установка 8 образцов, вакуумный насос отрицательного давления, возможность вращения вперед/назад |
| Принцип работы | Удаляет воздух из пор, использует атмосферное давление для впрыскивания монтажного материала/краски в микропоры |



Kintek Solution

Штаб-квартира: № 11 Changchun Road, Чжэнчжоу,
Китай

