

Стекланный Реактор С Рубашкой 1-5 Л

Артикул: KR-1



Introduction

Откройте для себя идеальное решение для ваших фармацевтических, химических или биологических продуктов с помощью нашей системы реакторов со стеклянным кожухом объемом 1-5 л. Доступны пользовательские опции.

[Узнать больше](#)

Модель	КГР-1	КГР-2	КГР-3	КГР-5
Объем реактора	1л	2л	3л	5л
Объем куртки	0,3 л	0,6 л	0,9 л	1,5 л
Размер воронки	0,2 л	0,2 л	0,2 л	0,5 л
Вакуумная герметизация	Уплотнение Тефлон+Витон			
Контроль скорости	Кпор Бесступенчатая регулировка скорости			
Скорость перемешивания	0-1300 об/мин			
Рабочая температура	-80~250°C			
Вакуум	0,098 МПа			
Безопасная защита	Защита от перегрузки по току/замыкания на землю/перегрева			
Рабочая обстановка	5-35°C			
Источник питания	110-440В, 50/60Гц			
Габаритные размеры	480*420*1110 мм	480*420*1110 мм	480*420*1110 мм	591*520*1594мм
Вес нетто	19 кг	20 кг	21 кг	34 кг