

## Охлаждающий Циркулятор 100 Л Низкотемпературная Реакционная Баня Постоянной Температуры

Артикул: КСР-100



### введение

Получите надежную и эффективную охлаждающую энергию для своей лаборатории или промышленных нужд с охлаждающим циркулятором KinTek КСР. С макс. Температура -120°C и встроенный циркуляционный насос.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Расход насоса	Темп. Стабильность	Порт шланга	Размеры (мм)
КСР100-20	100л	-23-5°C	9738-2626 Вт	70л/мин 6-8м	+/-2°C	1/2 дюйма	1100*900*1100
КСР100-30		-32-5°C	9820-2820 Вт				
КСР100-40		-40-5°C	10860-2830 Вт				
КСР100-60		-63-5°C	11380-2100 Вт				1200*1100*1350
КСР100-80		-83-5°C	11670-1800 Вт				
ККП100-120		-120-5°C	11880-1200 Вт				