

Циркуляционный Термостат С Нагревом И Охлаждением На 80 Л Для Реакций При Высоких И Низких Температурах С Постоянной Температурой

Артикул: КСВР-80



введение

Получите универсальные возможности нагрева, охлаждения и циркуляции с нашим циркуляционным термостатом KinTek КСВН объемом 80 л. Высокая эффективность, надежная производительность для лабораторий и промышленных применений.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая температура.	Мощность охлаждения	Общая мощность	Расход	Стабильность температуры	Размеры (мм)
КСВН100-20	100 л	-20-200°C	18638-6966 Вт	13,5	42 л/мин 28 м	+/-2°C	880*880*1250
КСВН100-30		-30-200°C	19904-9557 Вт				
КСВН100-40		-40-200°C	25334-10698 Вт				