

Охлаждающий Циркулятор 10 Л Низкотемпературная Реакционная Баня Постоянной Температуры

Артикул: КСР-10



введение

Приобретите охлаждающий циркулятор KinTek КСР 10 л для нужд вашей лаборатории. Обладая стабильной и бесшумной охлаждающей способностью до -120 °С, она также работает как охлаждающая ванна для универсального применения.

[Узнать больше](#)

| Модель | Объем жидкости | Рабочая темп. | Охлаждающая способность | Расход насоса | Темп. Стабильность | Порт шланга | Размеры (мм) |
|-----------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|
| ККП10-10 | 10л | -12-5°C | 1825-820 Вт | 35л/мин 4-6м | +/-2°C | 1/2 дюйма | 580*450*730 |
| ККП10-20 | | -23-5°C | 2100-780 Вт | | | | |
| КЦП10-25 | | -26-5°C | 2170-780 Вт | | | | |
| КСР10-30 | | -32-5°C | 2436-820 Вт | | | | |
| КЦП10-40 | | -40-5°C | 2548-980 Вт | | | | 720*650*900 |
| КЦП10-60 | | -63-5°C | 2732-310 Вт | | | | |
| КЦП10-80 | | -83-5°C | 2900-230 Вт | | | | |
| КЦП10-120 | | -120-5°C | 2982-200 Вт | | | | |