

Охлаждающий Циркулятор 10 Л Низкотемпературная Реакционная Баня Постоянной Температуры

Артикул: КСР-10



введение

Приобретите охлаждающий циркулятор KinTek КСР 10 л для нужд вашей лаборатории. Обладая стабильной и бесшумной охлаждающей способностью до -120 °С, она также работает как охлаждающая ванна для универсального применения.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Расход насоса	Темп. Стабильность	Порт шланга	Размеры (мм)
ККП10-10	10л	-12-5°C	1825-820 Вт	35л/мин 4-6м	+/-2°C	1/2 дюйма	580*450*730
ККП10-20		-23-5°C	2100-780 Вт				
КЦП10-25		-26-5°C	2170-780 Вт				
КСР10-30		-32-5°C	2436-820 Вт				
КЦП10-40		-40-5°C	2548-980 Вт				720*650*900
КЦП10-60		-63-5°C	2732-310 Вт				
КЦП10-80		-83-5°C	2900-230 Вт				
КЦП10-120		-120-5°C	2982-200 Вт				