

Роторный Испаритель 2-5 Л Для Экстракции, Молекулярной Кулинарии, Гастрономии И Лаборатории

Артикул: KE-5



введение

Эффективно удаляйте низкокипящие растворители с помощью роторного испарителя КТ 2-5Л. Идеально подходит для химических лабораторий в фармацевтической, химической и биологической промышленности.

[Узнать больше](#)

Модель	КРЭ-2000	КРЭ3000	КРЭ5000
Испарительная колба	2л	3л	5л
Перерабатывающая колба	1л	2л	3л
Конденсатор	Вертикальный/диагональный		
Степень вакуума	≤2кПа/ч		
Вакуумная герметизация	Уплотнение Тефлон+Витон		
Контроль скорости	Кпор Бесступенчатая регулировка скорости		
Скорость вращения	5-200об/мин		
Вращающаяся мощность	40 Вт		
Мощность нагрева	1,4 кВт	1,5 кВт	1,8 кВт
Диапазон нагрева	0-99°C		
Точность температуры	±1°C		
Метод подъема	Электрический		
Расстояние подъема	150мм	180мм	180мм
Устройство защиты от брызг	Прозрачная крышка из полипропилена (дополнительно)		
Безопасная защита	Защита от перегрузки по току/замыкания на землю/перегрева		
Источник питания	110-240В, 50/60Гц		
Рабочая обстановка	5-35°C		
Размеры	680*320*760мм	550*420*78мм	550*420*78мм
Масса	25 кг	35 кг	36 кг