

Охлаждающий Циркулятор 20 Л Низкотемпературная Реакционная Баня Постоянной Температуры

Артикул: КСР-20



введение

Охлаждающий циркулятор KinTek КСР — это универсальное и надежное оборудование, обеспечивающее постоянную мощность охлаждения с помощью циркулирующих жидкостей. Она может работать как одна охлаждающая ванна и достигать макс. Температура охлаждения -120°C .

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Расход насоса	Темп. Стабильность	Порт шланга	Размеры (мм)
КЦП20-20	20л	$-23-5^{\circ}\text{C}$	3126-950 Вт	35л/мин 4-6м	$\pm 2^{\circ}\text{C}$	1/2 дюйма	630*52*1000
КЦП20-30		$-32-5^{\circ}\text{C}$	3237-1023 Вт				
КЦП20-40		$-40-5^{\circ}\text{C}$	3635-980 Вт				
КЦП20-60		$-63-5^{\circ}\text{C}$	4210-510 Вт				940*710*1010
КЦП20-80		$-83-5^{\circ}\text{C}$	4530-360 Вт				
КЦП20-120		$-120-5^{\circ}\text{C}$	4889-270 Вт				