

20L Отопление Охлаждение Циркулятор Высокая Температура И Низкая Температура Постоянная Температура Реакционная Ванна

Артикул: КСВН-20



введение

Максимально увеличьте производительность лаборатории с циркуляционным насосом KinTek КСВН объемом 20 л с подогревом и охлаждением. Его конструкция «все в одном» предлагает надежные функции нагрева, охлаждения и циркуляции для промышленного и лабораторного использования.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Общая мощность	Расход	Темп. Стабильность	Размеры (мм)
КСВН20-10	20л	-10-200°C	3126-950 Вт	7,2 кВт	42л/мин 28м	+/-2°C	630*550*1100
КСВХ20-20		-20-200°C	3163-980 Вт				
КСВХ20-30		-30-200°C	3277-1061Вт				
КСВХ20-40		-40-200°C	3675-998 Вт	7,8 кВт			
КСВХ20-60		-60-200°C	4160-550 Вт				
КСВХ20-80		-80-200°C	4576-420 Вт				