

20-Литровый Роторный Испаритель

Артикул: KE-20



введение

Эффективно разделяйте низкокипящие растворители с помощью роторного испарителя объемом 20 л, идеально подходящего для химических лабораторий в фармацевтической и других отраслях промышленности. Гарантирует рабочие характеристики с выбранными материалами и расширенными функциями безопасности.

[Узнать больше](#)

Модель	КРЭ-2020Z
Испарительная колба	20л
Размер колбы	ø125мм
Приемная колба	10л
Конденсатор	Вертикальный/трехпоточный
Степень вакуума	≤2кПа/ч
Вакуумная герметизация	Уплотнение Тефлон+Витон
Контроль скорости	Кпор Бесступенчатая регулировка скорости
Скорость вращения	10-120 об/мин
Вращающаяся мощность	125 Вт
Мощность нагрева	4кВт
Диапазон нагрева	0-99°C
Точность температуры	±2°C
Метод подъема	Электрический
Расстояние подъема	200мм
Устройство защиты от брызг	Прозрачная крышка из полипропилена (дополнительно)
Безопасная защита	Защита от перегрузки по току/замыкания на землю/перегрева
Источник питания	110-240В, 50/60Гц
Рабочая обстановка	5-35°C
Размеры	850*520*160мм
Масса	90 кг