

Лабораторная Вакуумная Сушильная Печь 23 Л

Артикул: KT-VDO



введение

Интеллектуальная вакуумная сушильная печь Kintek для лабораторий: точная, стабильная, низкотемпературная сушка. Идеально подходит для термочувствительных материалов. Получите предложение прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Модель	КТ-DZK-6025В
Режим отображения	ЖК-экран
Диапазон регулирования температуры	Комнатная температура (RT) +10°C ~ 250°C
Разрешение температуры	0.1°C
Уровень вакуума	-0.1 МПа
Диапазон таймера	1 мин ~ 999 ч 59 мин
Мощность нагрева	400 Вт (Общая мощность: 800 Вт)
Максимальное непрерывное время работы	7 дней (при 230°C)
Материал камеры	Нержавеющая сталь 201 (опционально 304 SS)
Размеры камеры	280 (Г) × 280 (Ш) × 300 (В) мм
Объем	23 л
Полки	2 стандартные полки (нагрузка: 15 кг каждая)
Источник питания	Переменный ток 220 В / 50 Гц
Вес нетто	46 кг