

## Охлаждающий Циркулятор 30 Л Низкотемпературная Реакционная Баня Постоянной Температуры

Артикул: КСР-30



### введение

Сохраняйте прохладу в своей лаборатории с помощью охлаждающего циркулятора KinTek КСР, идеально подходящего для постоянной мощности охлаждения и адаптируемого для удовлетворения всех ваших рабочих потребностей.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Расход насоса	Темп. Стабильность	Порт шланга	Размеры (мм)
КЦП30-20	30л	-23-5°C	3780-1150 Вт	35л/мин 4-6м	+/-2°C	1/2 дюйма	940*710*1010
КЦП30-30		-32-5°C	3960-1200 Вт				
КЦП30-40		-40-5°C	4080-1270 Вт				
КЦП30-60		-63-5°C	4330-680 Вт				1030*810*1020
КЦП30-80		-83-5°C	4679-422 Вт				
КЦП30-120		-120-5°C	4968-330 Вт				