

## Охлаждающий Циркулятор 50 Л Низкотемпературная Реакционная Баня Постоянной Температуры

Артикул: КСР-50



### введение

Охлаждающий циркуляционный насос KinTek КСР 50L — это надежное и эффективное оборудование для обеспечения постоянной мощности охлаждения циркулирующими жидкостями в различных рабочих условиях.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Расход насоса	Темп. Стабильность	Порт шланга	Размеры (мм)
КЦП50-20	50л	-23-5°C	8520-2170 Вт	70л/мин 6-8м	+/-2°C	1/2 дюйма	760*610*1030
КЦП50-30		-32-5°C	8930-2280 Вт				
КЦП50-40		-40-5°C	10256-2300Вт				
ККП50-60		-63-5°C	10570-1600 Вт				1030*860*1030
КЦП50-80		-83-5°C	11200-1480 Вт				
КЦП50-120		-120-5°C	11290-1260 Вт				