

## Охлаждающий Циркулятор 5 Л Низкотемпературная Реакционная Баня Постоянной Температуры

Артикул: КСР-5



### введение

Повысьте эффективность лаборатории с охлаждающим циркулятором KinTek КСР 5L. Универсальный и надежный, он обеспечивает постоянную мощность охлаждения до -120 °С.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Расход	Темп. Стабильность	Порт шланга	Размеры (мм)
КСР5-10	5л	-12-5°C	1213-290 Вт	35л/мин 4-6м	+/-2°C	1/2 дюйма	520*350*720
КСР5-20		-23-5°C	1248-319 Вт				
КСР5-25		-26-5°C	1314-447 Вт				
КСР5-30		-32-5°C	1375-450 Вт				
КСР5-40		-40-5°C	1420-462 Вт				430*350*960
КСР5-60		-63-5°C	1910-230 Вт				
КСР5-80		-83-5°C	1938-200 Вт				
КСР5-120		-120-5°C	2635-180 Вт				