

5L Отопление Охлаждение Циркулятор Высокая Температура И Низкая Температура Постоянная Температура Реакционная Ванна

Артикул: КСВН-5



введение

KinTek КСВН 5L Циркуляционный насос с подогревом и охлаждением — идеально подходит для лабораторий и промышленных условий благодаря многофункциональному дизайну и надежной работе.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Общая мощность	Расход	Темп. Стабильность	Размеры (мм)	
КСВН5-10	5л	-10-200°C	1243-330 Вт	3,5 кВт	20л/мин 20м	+/-2°C	540*440*800	
КСВН5-20		-20-200°C	1288-359 Вт					
КСВН5-30		-30-200°C	1415-490 Вт	4кВт				
КСВН5-40		-40-200°C	1460-501 Вт					
КСВН5-60		-60-200°C	1950-270 Вт	7кВт				630*550*1400
КСВН5-80		-80-200°C	1978-240 Вт					