

708L Ультранизкотемпературный Морозильник

Высокопроизводительный Лабораторный Морозильник

Артикул: KTFDV-708



введение

Ультранизкотемпературный морозильник 708L для лабораторий, прецизионное охлаждение до -86°C , внутренняя отделка из нержавеющей стали. Идеально подходит для исследований и хранения биотехнологических образцов.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Технические характеристики
Тип	Прямой
Вместимость	708L
Диапазон внутренней температуры	От -40°C до -86°C (регулируемый)
Система сигнализации	Звуковые и визуальные сигналы тревоги
Источник питания	220V/50Hz
Мощность	1000W
Потребление энергии	15,2 кВтч/24ч
Класс защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторный, экологически чистый смешанный хладагент
Компрессор	Высокоэффективные импортные компрессоры
Система охлаждения	Независимая холодильная система с двумя компрессорами
Контроль температуры	Микрокомпьютерное цифровое управление
Дисплей температуры	Светодиодный цифровой дисплей
Датчик-зонд	PTC
Вентилятор конденсатора	Высокоэффективный вентилятор с низким уровнем шума
Внешний корпус	Холоднокатаная стальная пластина с порошковым покрытием
Внутренняя облицовка	Нержавеющая сталь 304
Полки / внутренние дверцы	3 полки / 4 внутренние двери
Толщина изоляции	120 мм
Отверстие для выравнивания давления	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес нетто / Вес брутто	285 кг / 345 кг
Внешние размеры (ШхДхГ)	1130 мм x 1030 мм x 1860 мм

Характеристика	Технические характеристики
Внутренние размеры (ШхДхГ)	890 мм x 715 мм x 1200 мм
Размеры упаковки (ШхДхГ)	1280 мм x 1080 мм x 2150 мм
Количество загрузки	10 шт / 20'GP контейнер