

808L Прецизионный Лабораторный Вертикальный Ультранизкотемпературный Морозильник

Артикул: KTFDV-808



введение

Ультранизкотемпературный морозильник объемом 808 л с точным контролем температуры -86°C , идеально подходит для хранения лабораторных образцов. Прочная конструкция из нержавеющей стали.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Модель	KTFDV-808
Тип	Вертикальный
Вместимость	808L
Внутренняя температура	От -40°C до -86°C (регулируемая)
Система сигнализации	Звуковые и визуальные сигналы тревоги
Источник питания	220V/50Hz
Потребляемая мощность	15,9 кВтч/24ч
Класс защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Безфторная экологичная смесь
Компрессор	Высокоэффективные компоненты
Система охлаждения	Двойная независимая система охлаждения
Управление	Микропроцессорное управление, цифровой дисплей
Температурный дисплей	Цифровой светодиодный дисплей
Ручка	Ручка с подогревом PTC
Вентилятор охлаждения	EBM
Внешний материал	Холоднокатаная сталь с порошковым покрытием
Внутренняя облицовка	Нержавеющая сталь 304
Полки/внутренние дверцы	3 полки / 4 внутренние двери (304 нержавеющая сталь)
Толщина изоляции	120 мм
Порт доступа	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес нетто/вес брутто	300/370 кг
Внешние размеры	1090 мм x 1010 мм x 2000 мм (Ш D H)

Характеристика	Спецификация
Внутренние размеры	850 мм x 725 мм x 1335 мм (Ш D H)
Размеры упаковки	1280 мм x 1080 мм x 2150 мм (Ш D H)