

## Охлаждающий Циркулятор 80 Л Низкотемпературная Реакционная Баня Постоянной Температуры

Артикул: КСР-80



### введение

Эффективный и надежный охлаждающий циркулятор объемом 80 л с максимальной температурой -120 °С. Идеально подходит для лабораторий и промышленного использования, также работает как охлаждающая ванна.

[Узнать больше](#)

Модель	Объем жидкости	Рабочая темп.	Охлаждающая способность	Расход насоса	Темп. Стабильность	Порт шланга	Размеры (мм)
КЦП80-20	80л	-23-5°C	9738-2626 Вт	70л/мин 6-8м	+/-2°C	1/2 дюйма	1000*800*1100
КЦП80-30		-32-5°C	9820-2820 Вт				
КЦП80-40		-40-5°C	10860-2830 Вт				
КЦП80-60		-63-5°C	11380-2100 Вт				1100*830*1250
КЦП80-80		-83-5°C	11670-1800 Вт				
КЦП80-120		-120-5°C	11880-1200 Вт				