

Лабораторный Ручной Слайсер

Артикул: PT10



введение

Ручной микротом - это высокоточное режущее устройство, предназначенное для лабораторий, промышленности и медицины. Он подходит для подготовки тонких срезов различных материалов, таких как парафиновые образцы, биологические ткани, аккумуляторные материалы, продукты питания и т. д.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PT10
Материал пресс-формы	3Cr13 (закаленная нержавеющая сталь)
Размер ломтика	Ф10□Ф12□Ф14□Ф15□Ф16□Ф18□Ф19(d)
Габаритные размеры	120*200*280 мм (Д*Ш*Г)
Вес оборудования	10 кг

Диаграмма размеров машины