

# Лабораторный Тигель Из Глинозема (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) С Цилиндрической Крышкой

Артикул: KM-C02



## введение

Цилиндрические тигли являются одной из наиболее распространенных форм тиглей, подходящей для плавки и обработки широкого спектра материалов, они просты в обращении и чистке.

[Узнать больше](#)

0,4мл(ф10х10мм)	4мл(ф14х45мм)	23мл(ф30х55мм)	74мл(ф45х65мм)	150мл(ф90х30мм)	260мл(ф75х65мм)	470 мл (ф80х120 мм)	1400мл(ф130х130мм)
0,8мл(ф12х12мм)	6,5мл(ф19х35мм)	25мл(ф28х58мм)	85мл(ф50х60мм)	160мл(ф65х65мм)	275мл(ф60х120мм)	480мл(ф95х95мм)	1600мл(ф140х140мм)
1,5мл(ф20х10мм)	7мл(ф30х20мм)	28мл(ф50х25мм)	89мл(ф60х40мм)	198мл(ф85х50мм)	280мл(ф80х80мм)	560мл(ф130х60мм)	2000мл(ф150х140мм)
3 мл (ф12х40 мм)	7.5мл(ф28х17мм)	35мл(ф40х40мм)	93мл(ф40х100мм)	220мл(ф60х100мм)	300мл(ф90х65мм)	630мл(ф100х100мм)	2400мл(ф230х80мм)
3мл(ф16х20мм)	9мл(ф30х25мм)	38мл(ф35х51мм)	120 мл (диаметр 50х80 мм)	220мл(ф70х70мм)	310мл(ф70х100мм)	840мл(ф150х65мм)	2500мл(ф150х180мм)
3мл(ф20х20мм)	12мл(ф30х28мм)	40мл(ф50х30мм)	130мл(ф60х60мм)	220мл(ф100х35мм)	330мл(ф95х60мм)	1000мл(ф115х130мм)	2520мл(ф200х100мм)
3,5мл(ф16х28мм)	13мл(ф30х30мм)	63мл(ф50х45мм)	130мл(ф70х50мм)	250мл(ф85х60мм)	360мл(ф80х100мм)	1100мл(ф100х180мм)	2700мл(ф160х160мм)
3,5мл(ф18х26мм)	21мл(ф35х30мм)	70мл(ф50х50мм)	145мл(ф50х100мм)	250мл(ф95х50мм)	450 мл (диаметр 90х90 мм)	1350мл(ф125х150мм)	3400мл(ф180х170мм)
5240мл(ф200х200мм)							
0,8млС выпуклой крышкой(ф12х12)	3,5млС выпуклой крышкой(ф16х28)	11млС выпуклой крышкой(ф19х58)	28млС крышкой на пряжке(ф50х25)	53млС выпуклой крышкой(ф40х70)	100млС крышкой диска(ф58х60)	280млС крышкой диска(ф80х80)	1100мл с крышкой диска(ф100х180)
1,5млС крышкой на пряжке(ф20х10)	3,5млС крышкой на пряжке(ф16х28)	12млС выпуклой крышкой(ф30х28)	29млС выпуклой крышкой(ф40х35)	61млС выпуклой крышкой(ф40х80)	120млС выпуклой крышкой(ф50х80)	280млС крышкой на пряжке(ф80х80)	1350млС крышкой диска(ф125х150)
1,5млС выпуклой крышкой(ф20х10)	3,5млС выпуклой крышкой(ф18х26)	12млС крышкой на пряжке(ф30х28)	35млС выпуклой крышкой(ф40х40)	63млС выпуклой крышкой(ф50х45)	130млС крышкой диска(ф60х60)	300млС крышкой на пряжке(ф90х65)	1400мл с крышкой диска(ф130х130)
3млС выпуклой крышкой(ф12х40)	4млС выпуклой крышкой(ф14х45)	13млС выпуклой крышкой(ф30х30)	38млС выпуклой крышкой(ф35х50)	63млС крышкой на пряжке(ф50х45)	130млС крышкой диска(ф70х50)	450млС крышкой диска(ф90х90)	1600млС крышкой диска(ф140х140)
2млС выпуклой крышкой(ф16х20)	6,5млС выпуклой крышкой(ф19х35)	13млС крышкой на пряжке(ф30х30)	38млС крышкой на пряжке(ф35х50)	70млС выпуклой крышкой(ф50х50)	150млС крышкой диска(ф90х30)	450млС крышкой на пряжке(ф90х90)	2000млС крышкой диска(ф150х140)
2млС крышкой на пряжке(ф16х20)	7млС выпуклой крышкой(ф30х20)	15млС выпуклой крышкой(ф47х13)	40млС выпуклой крышкой(ф50х30)	70млС крышкой на пряжке(ф50х50)	150млС крышкой на пряжке(ф90х30)	560млС крышкой диска(ф130х60)	2400млС крышкой диска(ф230х80)
3млС крышкой на пряжке(ф20х18)	7,5млС выпуклой крышкой(ф28х17)	23млС выпуклой крышкой(ф30х55)	50млС крышкой на пряжке(ф35х70)	73млС выпуклой крышкой(ф35х100)	160млС крышкой диска(ф65х65)	630млС крышкой диска(ф100х100)	2500млС крышкой диска(ф150х180)
3млС выпуклой крышкой(ф20х18)	8млС крышкой на пряжке(ф25х25)	23млС крышкой на пряжке(ф30х55)	50млС выпуклой крышкой(ф40х60)	85млС выпуклой крышкой(ф50х60)	163млС крышкой диска(ф90х35)	840млС крышкой диска(ф150х65)	2700млС крышкой диска(ф160х160)

3млС выпуклой крышкой(ф20x20)	9млС выпуклой крышкой(ф20x50)	25млС выпуклой крышкой(ф28x58)	52млС крышкой на пряжке(ф30x100)	85млС крышкой на пряжке(ф50x60)	220млс крышкой диска(ф60x100)	950млс крышкой диска(ф120x120)	3400млс крышкой диска(ф180x170)
3млС крышкой на пряжке(ф20x20)	9млС выпуклой крышкой(ф30x25)	28млС выпуклой крышкой(ф50x25)	52млС выпуклой крышкой(ф30x100)	95млс крышкой диска(ф95x20)	260млс крышкой диска(ф70x70)	1000млс крышкой диска(ф115x130)	

0,4 мл (10x10)	1,5 мл (13x24)	3мл(20x18)	5мл(15x70)	8мл(25x25)	15мл(30x28)	39мл(35x58)
0,7 мл (20x4)	2мл(30x5)	3мл(35x6)	6мл(16x50)	9мл(20x50)	15мл(47x13)	50мл(35x70)
1мл(10x50)	2,5 мл (10x60)	4мл(12x150)	6,5 мл (19x35)	11мл(19x58)	18мл(23x60)	50мл(40x60)
1,2 мл (11x20)	3мл(12x40)	4мл(14x45)	8 мл (16x56)	12мл(55x8)	29мл(40x35)	

Один большой (ф58x60) и семь маленьких (ф16x50)	Один большой (100x40x20) и три маленьких (ф28x17)	Один большой (120x60x20) два маленьких (100x20x20 полукруг)
---	---	---

Один большой (ф70x70) и три маленьких (ф28x58)	Один большой (100x40x20) и три маленьких (ф30x30)	Один большой (120x60x40) три маленьких (40x35x25 полукруг)
--	---	--

Один большой (100x30x20) и четыре маленьких (ф20x20)	Один большой (100x100x40) девять маленьких (10мл)	Один большой (120x80x30) шесть маленьких (20мл)
--	---	---

Один большой (100x30x20) пять маленьких (ф18x26)	Один большой (115x65x45) четыре маленьких (50x25x35)	Один большой (120x80x40) шесть маленьких (15мл)
--	--	---

52мл(30x100)	80мл(56x50)	119мл(40x135)	180мл(50x120)	270мл(90x60)
53мл(40x70)	95мл(95x20)	127мл(45x110)	185мл(59x87)	300мл(100x50)
61мл(40x80)	100мл(58x60)	140мл(115x20)	230мл(100x40)	375мл(70x120)
73мл(35x100)	105мл(75x27)	163мл(90x35)	250мл(70x90)	420мл(70x145)

2млс внешней крышкой с пряжкой(Ф16x20)	6мл с внутренней выпуклой крышкой(Ф16x50)	220мл с крышкой диска (Ф100x35)	300мл с крышкой диска (Ф100x50)	610мл с крышкой диска (Ф80x155)	900мл с крышкой диска (Ф115x110)
--	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

2мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф16x20)	8млс крышкой с пряжкой(Ф16x56)	250мл с крышкой диска (Ф85x60)	330мл с крышкой диска (Ф95x60)	610млс крышкой с пряжкой(Ф80x155)	1050мл с крышкой диска (Ф150x80)
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

3,5млс крышкой с пряжкой(Ф16x28)	8мл с внутренней выпуклой крышкой(Ф16x56)	250млс крышкой с пряжкой(Ф85x60)	360мл с крышкой диска (Ф80x100)	790мл с крышкой диска (Ф80x200)	1100мл с крышкой диска (Ф100x180)
----------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

3,5мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф16x28)	50мл с крышкой диска (Ф40x60)	260мл с крышкой диска (Ф75x65)	360млс крышкой с пряжкой(Ф80x100)	790млс крышкой с пряжкой(Ф80x200)	
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

5мл с внутренней выпуклой крышкой(Ф15x70)	130мл с крышкой диска (Ф70x50)	270мл с крышкой диска (Ф90x60)	420мл с крышкой диска (Ф70x145)	860мл с крышкой диска (Ф140x70)
---	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

6млс крышкой с пряжкой(Ф16x50)	163мл с крышкой диска (Ф90x35)	270млс крышкой с пряжкой(Ф90x60)	560мл с крышкой диска (Ф115x70)	900млс крышкой диска(Ф110x120)
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

0,7мл с дисковой крышкой (Ф20x4)	4мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф14x45)	8мл с крышкой с пряжкой (Ф25x25)	1240мл с крышкой диска (Ф125x125)	2500мл с крышкой диска (Ф150x180)
----------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

2мл с дисковой крышкой (Ф30x5)	6,5мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф19x35)	11мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф19x58)	2700мл с крышкой диска (Ф160x160)	2600мл с крышкой диска (Ф130x245)
--------------------------------	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

3мл с дисковым колпачком (Ф35х6)	7,5мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф28х17)	15мл с крышкой с пружкой (Ф30х30)	1290мл с крышкой диска (Ф115х155)	3800мл с крышкой диска (Ф160х240)	
3мл с внешней крышкой с пружкой (Ф35х6)	8мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф25х25)	25мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф28х58)	1460мл с крышкой диска (Ф140х120)		
3мл с дисковой крышкой (Ф20х18)	74мл с крышкой диска (Ф45х65)	450мл с крышкой на пружке (Ф90х90)	630мл с крышкой диска (Ф100х100)	1000мл с крышкой диска (Ф115х130)	2400мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф230х80)
21мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф35х30)	95мл с крышкой диска (Ф95х20)	470мл с крышкой диска (Ф80х120)	840мл с крышкой диска (Ф50х65)	1350мл с крышкой диска (Ф125х150)	2600мл с крышкой диска (Ф145х195)
21мл с крышкой с пружкой (Ф35х30)	100мл с крышкой диска (Ф60х55)	470 мл с крышкой с пружкой (Ф80х120)	900мл с крышкой диска (Ф80х235)	1400мл с крышкой диска (Ф130х130)	3400мл с крышкой диска (Ф180х170)
39мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф35х58)	127мл с крышкой диска (Ф45х110)	480мл с крышкой диска (Ф95х95)	900мл с крышкой на пружке (Ф80х235)	1600мл с крышкой диска (Ф140х140)	
39мл с крышкой с пружкой (Ф35х58)	450мл с крышкой диска (Ф90х90)	560мл с крышкой диска (Ф130х60)	950мл с крышкой диска (Ф120х120)	2000мл с крышкой диска (Ф150х140)	
73мл с крышкой с пружкой (Ф35х100)	100мл с крышкой диска (Ф58х60)	130мл с крышкой диска (Ф65х50)	160мл с крышкой диска (Ф65х65)	220мл с крышкой диска (Ф60х100)	275мл с крышкой диска (Ф60х120)
74мл с крышкой с пружкой (Ф45х65)	119мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф40х135)	140мл с крышкой диска (Ф115х20)	180мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф50х120)	230мл с крышкой диска (Ф100х40)	280мл с крышкой на пружке (Ф80х80)
80мл с крышкой диска (Ф56х50)	120мл с крышкой с пружкой (Ф50х80)	145мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф50х100)	180мл с крышкой на пружке (Ф50х120)	250мл с крышкой диска (Ф70х90)	300мл с крышкой на пружке (Ф90х65)
85мл с крышкой с пружкой (Ф50х60)	127мл с крышкой на пружке (Ф45х110)	145мл с крышкой с пружкой (Ф50х100)	185мл с крышкой диска (Ф59х87)	250мл с крышкой диска (Ф95х50)	310мл с крышкой диска (Ф70х100)
93мл с дисковой крышкой (Ф40х100)	130мл с крышкой диска (Ф60х60)	150мл с крышкой на пружке (Ф90х30)	198мл с крышкой на пружке (Ф85х50)	260мл с крышкой диска (Ф70х70)	375мл с крышкой диска (Ф70х120)
560мл(115х70)	900мл(110х120)	1100мл(107х160)	2600мл(130х245)		
610мл(80х155)	900мл(115х110)	1240мл(125х125)	2600мл(145х195)		
790мл(80х200)	950мл(120х120)	1290мл(115х155)	3800 мл (160х240)		
860мл(140х70)	1000мл(104х155)	1460мл(140х120)	5200мл(185х240)		
900мл(80х235)	1050мл(150х80)	2000мл(150х140)			
2520мл(Ф200х100)	5200мл(Ф185х240)	5240мл(Ф200х200)			
50мл (Ф40х60)	330мл (Ф95х60)	790мл (Ф80х200)	1240мл (Ф125х125)	3800мл (Ф160х240)	
163мл (Ф90х35)	360мл (Ф80х100)	860мл (Ф140х70)	1290мл (Ф115х155)	5200мл (Ф185х240)	
220мл (Ф100х35)	420мл (Ф70х145)	900мл (Ф110х120)	1460мл (Ф140х120)	5240мл (Ф200х200)	
250мл (Ф85х60)	470мл (Ф80х120)	900мл (Ф115х110)	2500мл(Ф150х180)		

270мл (Ф90x60)	560мл (Ф115x70)	1050мл (Ф150x80)	2520мл (Ф200x100)
300мл (Ф100x50)	610мл (Ф80x155)	1100мл (Ф100x180)	2600мл(Ф130x245)
Индивидуальный Ф56x50мм без крышки	Индивидуальный Ф56x50мм с крышкой		