

## Дугообразный Глиноземистый Керамический Тигель/Высокая Термостойкость

Артикул: КМ-С016



### введение

На пути научных исследований и промышленного производства каждая деталь имеет решающее значение. Наши дугообразные глиноземистые керамические тигли, обладающие превосходной устойчивостью к высоким температурам и стабильными химическими свойствами, стали мощным помощником в лабораториях и на производстве. Они изготовлены из высокочистых глиноземных материалов и произведены с помощью прецизионных процессов, чтобы обеспечить отличную производительность в экстремальных условиях.

[Узнать больше](#)

Модель	Верхний диаметр (мм)	Нижний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Высота (мм)
3 мл	20	17	1.5	16
4 мл	25	19	1.5	18
5 мл	25	17	1.5	21
10 мл	30	21	2	28
15 мл	36	21	2	28
20 мл	38	24	2.5	34
25 мл	39	25	2.5	39
30 мл	45	27	2.5	40
40 мл	45	30	3	46
50 мл	50	32	3	49
100 мл	62	36	3	60
150 мл	75	45	3	70
300 мл	100	50	5	85

Модель	Верхний диаметр (мм)	Нижний диаметр (мм)	Толщина стенки(мм)	Высота (мм)
10 мл	28	19	2	33
15 мл	34	22	2	33
20 мл	35	24	2.5	40

30 мл	39	25	2.5	48
50 мл	50	30	3	63
100 мл	58	36	3	70
150 мл	66	40	4	76
200 мл	70	47	4	88
300 мл	83	50	4	106
460 мл	85	55	4	130
500 мл	100	62	4.5	116
700 мл	111	75	6	128
1000 мл	120	80	6	150
1300 мл	130	85	5	155
1500 мл	140	85	5	175
2300 мл	165	110	5	153
3500 мл	220	120	8	150