

Сборка Лабораторной Цилиндрической Пресс-Формы

Артикул: РМАС



введение

Получите надежное и точное формование с помощью лабораторной цилиндрической пресс-формы Assemble. Идеально подходит для сверхтонкого порошка или хрупких образцов, широко используется в исследованиях и разработке материалов.

[Узнать больше](#)

Модель	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Материал	Cr12MoV				
Твердость индентора	HRC60-HRC62				
Размер образца	Φ3~Φ4~Φ5~Φ6~Φ8~Φ10 мм (M)	Φ12~Φ13~Φ15~Φ18~Φ20 мм (M)	Φ30~Φ40 мм (M)	Φ50~Φ60 мм (M)	Φ70~Φ80 мм (M)
Глубина полости	30 мм (N)	40 мм (N)	50 мм (N)	55 мм (N)	60 мм (N)
Внешние размеры	Φ43*93 мм (L*H)	Φ53*120мм(L*H)	Φ73*133мм~Φ95*133мм(L*H)	Φ115*150мм~Φ127*150мм (L*H)	Φ153*180мм~Φ180*180мм(L*H)
Вес (кг)	0.75Kg	1.2 кг	3.8Kg~6.3Kg	14Kg~20Kg	30Kg~40Kg

Другие размеры могут быть настроены