

## Соберите Пресс-Форму Square Lab

Артикул: PMAS



### введение

Добейтесь идеальной пробоподготовки с пресс-формой Assemble Square Lab Press Mold. Быстрая разборка исключает деформацию образца. Идеально подходит для аккумуляторов, цемента, керамики и многого другого. Доступны настраиваемые размеры.

[Узнать больше](#)

Модель	ПМАС-А	ПМАС-Б	ПМАС-С	ПМАС-Д	ПМАС-Э
Материал	Cr12MoV				
Твердость индентора	HR60-HRC62				
Размер образца	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 мм	12×12 /15×15 /18×18 /20×20 мм	30×30 /40×40 мм	50×50 /60×60 мм	70×70 /80×80 мм
Глубина полости	30 мм	40 мм	50 мм	55 мм	60 мм
Внешние размеры	φ53×120 мм	φ73×133 мм	φ95×133/φ115×133 мм	φ127×150/φ153×150 мм	φ180×180 мм/φ200×180 мм
Вес (кг)	1,2	3,6	7/14	20/30	40/50

**Другие размеры могут быть настроены**