

Автоматический Анализатор Серы Высокотемпературный Кулонометрический Определитель Серы

Артикул: KT-TE56



введение

Оптимизируйте контроль качества с помощью нашего высокотемпературного автоматического анализатора серы. Разработанный для лабораторий угольной, коксовой и нефтяной промышленности, этот современный прибор для кулонометрического титрования оснащен 25-позиционным автозагрузчиком непрерывного действия, обеспечивает быстрые циклы анализа, модульную систему подготовки газа и полное соответствие стандартам испытаний GB/T 214-2007.

[Узнать больше](#)