

Настольная Высокоскоростная Малая Лабораторная Центрифуга Для Разделения Сыворотки И Низкотемпературной Дегидратации

Артикул: KT-SCS



введение

Настольная высокоскоростная центрифуга Kintek: эффективная, стабильная, точная. Идеально подходит для клинических и исследовательских лабораторий. Ознакомьтесь с функциями и характеристиками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Дисплей	ЖК-дисплей
Макс. скорость	18 500 об/мин
Точность регулирования скорости	±10 об/мин
Макс. ОЦС	22 575 xg
Макс. емкость	6 × 100 мл
Диаметр камеры	Ф280 мм
Диапазон таймера	от 1 с до 99 мин 59 с
Уровень шума	≤55 дБ
Источник питания	Переменный ток 220 В ± 22 В 50 Гц
Потребляемая мощность	400 Вт
Вес нетто	28 кг
Размеры (Д×Ш×В)	360 × 470 × 320 мм