

Настольная Лабораторная Сублимационная Сушилка Для Лабораторных Нужд

Артикул: KTFD-10PT



введение

Настольная лабораторная сублимационная сушилка премиум-класса для лиофилизации, сохраняющая образцы при охлаждении $\leq -60^{\circ}\text{C}$. Идеально подходит для фармацевтики и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Температура холодильной ловушки	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Предельный вакуум	$< 10 \text{ Па}$
Точность индикации вакуума	$0,01 \text{ Па}$
Площадь сублимационной сушики	0.09 m^2
Объем загрузки материала	900 мл
Мощность захвата воды	3 кг / 24 ч
Технические характеристики лотка для материалов	200 × 20 мм (Ф × h)
Количество слоев лотка для материала	3
Внешние подвесные колбы	8 позиций
Стиль колбы для сублимационной сушики	Колокольный или цилиндрический
Внешние размеры (Ш×Д×Г)	580 × 550 × 375 / 880 мм (основной блок / с коллектором и камерой)
Размеры холодной ловушки	Ф 215 × 193,5 мм (Ф × h)
Тип конструкции	Тип укупорки коллектора, настольная конструкция