

# Настольная Лабораторная Вакуумная Сублимационная Сушилка

Артикул: KTFD-10S



## введение

Настольная лабораторная сублимационная сушилка для эффективной лиофилизации биологических, фармацевтических и пищевых образцов. Интуитивно понятный сенсорный экран, высокопроизводительное охлаждение и прочная конструкция. Сохраните целостность образцов - проконсультируйтесь прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

| Параметр                        | Спецификация                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Температура холодной ловушки    | $\leq -60^{\circ}\text{C}$                 |
| Предельный вакуум               | $< 10\text{ Па}$                           |
| Точность индикации вакуума      | 0,01 Па                                    |
| Площадь сублимационной сушики   | 0.12 - 0.18 m <sup>2</sup>                 |
| Объем загрузки материала        | 1200 - 1800 мл                             |
| Мощность захвата воды           | 3 кг / 24 ч                                |
| Размеры лотка для материалов    | Ф 200 x 20 мм (диаметр x высота)           |
| Количество лотков для материала | Стандартный 4 слоя, дополнительный 6 слоев |
| Внешние размеры (Ш*Д*В)         | 580 x 550 x 375/820 мм                     |
| Размеры лотка для холода        | Ф 215 x 193,5 мм (диаметр x высота)        |
| Дизайн                          | Настольная, компактная конструкция         |