

# Настольный Циркуляционный Водяной Вакуумный Насос

Артикул: KV-2



## введение

Нужен водяной циркуляционный вакуумный насос для вашей лаборатории или небольшого производства? Наш настольный водяной циркуляционный вакуумный насос идеально подходит для выпаривания, дистилляции, кристаллизации и многого другого.

[Узнать больше](#)

Модель	ШЗ-А	ШЗ-Б
Вакуумный порт	2	4
Расход одного порта	10 л/мин	
Вакуумное давление	0,098 МПа	
Расход насоса	60 л/мин	
Направление насоса	8М	
Материал головки насоса	СС304/ПТФЭ	
Объем резервуара	13л	15л
Мощность двигателя	180 Вт	370 Вт
Размеры	400*280*240мм	
Масса	15 кг	17 кг