

Карбидная Лабораторная Пресс-Форма

Артикул: PMW



введение

Сформируйте сверхтвердые образцы с помощью пресс-формы Carbide Lab Press Mold. Изготовлен из японской быстрорежущей стали, имеет долгий срок службы. Доступны нестандартные размеры.

[Узнать больше](#)

Модель	ПМВ-А	ПМВ-Б	ПМВ-С
Материал	Твердый сплав YT15		
Твердость индентора	HRC85-HRC90		
Размер образца	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 мм	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 мм	φ22 / φ25 / φ28 / φ30 мм
Глубина полости	30 мм	40 мм	45 мм
Внешние размеры	φ43×93 мм	φ53×120 мм	φ73×133 мм
Вес (кг)	0,78	1,8	3,8

Другие размеры могут быть настроены