

Циркуляционный Водяной Вакуумный Насос Для Лабораторного И Промышленного Использования

Артикул: KT-VWP



введение

Эффективный циркуляционный водяной вакуумный насос для лабораторий - безмасляный, коррозионностойкий, бесшумный. Доступно несколько моделей. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель	SHZ-D(III) Антикоррозионный	SHZ-D(III) PTFE	SHZ-D(III) Нержавеющая сталь	SHZ-D(III) Четыре манометра, четыре насоса	SHZ-S(III) Верхний возврат воды	SHZ-95 Вертикальный пять насосов
Способ отображения	Манометр x2	Манометр x2	Манометр x2	Манометр x4	Манометр x2	Манометр x1
Количество насосных головок	2	2	2	4	2	5
Макс. Степень вакуума	0,098МПа	0.098МПа	0.098МПа	0.098МПа	0.098МПа	0.098МПа
Производительность насоса с одной головкой	10 л/мин	10 л/мин	10 л/мин	10 л/мин	10 л/мин	10 л/мин
Скорость потока	60 л/мин	60 л/мин	60 л/мин	60 л/мин	90 л/мин	80 л/мин
Напор	8m	8m	8m	8m	8m	12m
Функция циркуляции воды	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
Материал насосной головки	Медь	ПТФЭ	Медь	Медь	Медь	Медь
Объем резервуара для воды	15L	15L	15L	15L	15L	35L
Напряжение питания	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz
Мощность	180W	180W	180W	370W	180W	370W
Вес нетто	8 КГ	8KG	9,5KG	13KG	9,5KG	24 КГ
Размеры продукта	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	440×340×840