

Пластометрический Стакан (Тигель) Для Определения Толщины Пластического Слоя Каменного Угля

Артикул: КТ-МВ1



введение

Разработанный для стандартных пластометрических испытаний угля, этот высокоточный пластометрический стакан обеспечивает исключительную термостойкость, точные допуски на размеры и равномерную теплопередачу при определении пластометрических показателей каменного угля, гарантируя надежный анализ спекаемости и коксующести в современных металлургических и контрольно-аналитических лабораториях.

[Узнать больше](#)