

Цилиндрическая Лабораторная Пресс-Форма Для Электрообогрева

Артикул: РМН



Introduction

Эффективно подготовьте образцы с помощью цилиндрической лабораторной пресс-формы с электронагревом. Быстрый нагрев, высокая температура и простота в эксплуатации. Доступны нестандартные размеры. Идеально подходит для аккумуляторных, керамических и биохимических исследований.

[Узнать больше](#)

Модель	ПМХ-А	ПМХ-АГ
Температура нагрева	300 °C	500 °C
Материал	Cr12Mov	
Твердость индентора	HR60-HRC62	
Размер образца	φ10 /φ13 /φ15 /φ20 /φ30 /φ40 мм	
Глубина полости	45 мм	
Внешние размеры	φ78×138 / 90×138 мм	
Вес (кг)	2,7	
Другие размеры могут быть настроены		