

## Настольный Быстрый Автоклавный Стерилизатор

Артикул: КТ-В05



### введение

Настольный быстрый автоклавный стерилизатор представляет собой компактное и надежное устройство, используемое для быстрой стерилизации медицинских, фармацевтических и исследовательских предметов.

[Узнать больше](#)

Модель	КТ-ХВ20J	КТ-ХВ24J
Объем стерилизационной камеры	20л ф250×420мм	24л ф250×50мм
Постоянный стресс на работе	0,22 МПа	
Номинальная рабочая температура	134 °C	
Выбор температуры стерилизации	105-134°C	
Диапазон выбора времени синхронизации	0-99мин	
Тепловая однородность стерилизационной комнаты	≤ ± 1 °C	
Мощность/напряжение питания	1,5 кВт/AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	
Лоток для стерилизации (мм)	3340×200×30(3шт)	400×200×30(3 шт.)
Габаритные размеры (мм)	480×480×384	580×480×384
Размер упаковки (мм)	700×580×500	800×580×500
Брутто нетто	44/40 кг	50/45 кг