

## Двойная Пластина Нагревательной Формы

Артикул: PMD



### введение

Откройте для себя точность нагрева с помощью нашей формы для нагрева с двойной пластиной, отличающейся высококачественной сталью и равномерным контролем температуры для эффективных лабораторных процессов. Идеально подходит для различных термических применений.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMD
Форма образца	
Температура нагрева	Комнатная температура-300C
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	
Толщина образца	0,02-0,1 мм (N)
Внешний размер 1	180*180*130mm (L*W*H)
Внешний размер 2	200*200*130mm(L*XW*H)
Внешний размер 3	300*300*130 мм (Д*Ш*В)
Вес формы	32Kg38Kg88Kg
Габаритная диаграмма	