

Электрохимическая Электролитическая Ячейка Для Лабораторных Исследований И Испытаний

Артикул: KT-DJ



введение

Разработанная для высокоточного электрохимического анализа, эта высокопроизводительная электролитическая ячейка обеспечивает превосходную химическую стойкость, герметичное модульное уплотнение и универсальные конфигурации электродов, расширяя возможности исследователей по всему миру в таких ответственных областях, как разработка аккумуляторов, испытания на коррозию, оценка очистки воды и электрокаталитический синтез.

[Узнать больше](#)