

## Стеклянные Осциллирующие Шарики Лаборатория Цеолит Прозрачные Стеклянные Шарики

Артикул: KTG-4



### введение

Стеклянные вибробусы, широко используемые в лабораторных условиях, представляют собой прозрачные стеклянные шарики, предназначенные для предотвращения образования цеолитов.

[Узнать больше](#)

Диаметр	Вес всего пакета	Упаковка
2,5 мм	18.68g	1000 шт/упак
3 мм	39.92g	1000 шт/упак
4 мм	81.58g	1000 шт/упак
4,5 мм	123.57g	1000 шт/упак
5 мм	159.39g	1000 шт/упак
6 мм	281.06g	1000 шт/упак
7 мм	451.38g	1000 шт/упак