

## Нагревательный Циркулятор Высокотемпературная Реакционная Ванна С Постоянной Температурой

Артикул: КНВ-3



### введение

Эффективный и надежный нагревательный циркулятор KinTek КНВ идеально подходит для нужд вашей лаборатории. С макс. температура нагрева до 300 °С, он отличается точным контролем температуры и быстрым нагревом.

[Узнать больше](#)

Модель	Температура (°C)	Точность (°C)	Насос (л/мин)	Объем (л)	Мощность нагрева (кВт)	Габаритные размеры (мм)
КХБ6	Амбиент-300	+/-1°C	15	6	1,6	370*380*440
КХБ10				10	2,0	370*380*490
КХБ15				15	2,5	370*380*490
КХБ20				20	3,4	370*380*550
КХБ30				30	4,0	480*520*550
КХБ50				50	6,5	480*610*620