

Высокоэффективные Керамические Шарики Для Подготовки Образцов Quenchers

Артикул: KTL-10



введение

Усовершенствуйте подготовку проб с помощью керамических гомогенизирующих бусин KINTEK - идеальных для QuEChERS, обеспечивающих точные результаты без загрязнений. Повысьте извлечение аналитов прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Название продукта	Длина	Диаметр	Применяемая пробирка	Количество в упаковке
Керамические гомогенизирующие бусины	2 см	1 см	15 мл	100 шт/бутылка
Керамические гомогенизирующие бусины	1 см	0,5 см	5 мл	100 шт/бутылка
Керамические гомогенизирующие бусины	0,5 см	0,25 см	2 мл	200 шт/бутылка