

Высокоэффективная Лабораторная Сублимационная Сушилка

Артикул: KTFD-10P



введение

Передовая лабораторная сублимационная сушилка для лиофилизации, эффективно сохраняющая биологические и химические образцы. Идеально подходит для биофармы, пищевой промышленности и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Температура холодной ловушки	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Предельный вакуум	$< 10\text{ Па}$
Точность индикации вакуума	0,01 Па
Площадь сублимационной сушики (полки)	0.12 - 0.18 m^2
Загрузка материала (на полках)	1200 - 1800 мл
Влагоемкость	3 кг / 24 ч
Характеристики лотка для материалов (Ф×Н)	200 × 20 мм
Количество слоев лотка для материала	Стандартно 4 слоя, опционально 6 слоев
Вместимость внешних колб (манифольд)	8 колб
Варианты стиля колбы	В форме баклажана или цилиндрическая
Габаритные размеры (Ш×Д×В)	580 × 550 × 820 мм (настольный прибор с сушильной камерой и коллектором)
Размеры холодной ловушки (Ф×Н)	Ф 215 × 193,5 мм
Конструкция	Настольная, коллекторная сушилка общего типа