

Мишень Для Распыления Тантала Высокой Чистоты (Ta) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-TA



введение

Откройте для себя наши высококачественные танталовые (Ta) материалы для лабораторного использования по доступным ценам. Мы адаптируем к вашим конкретным требованиям с различными формами, размерами и степенью чистоты. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом мишеней для распыления, материалов для покрытий, порошков и многого другого.

[Узнать больше](#)