

# Высокоскоростная Настольная Центрифуга Для Обработки Образцов Крови

Артикул: KT-HPD



## Введение

Откройте для себя настольную высокоскоростную центрифугу Kintek для эффективной, стабильной и точной обработки образцов в вашей лаборатории. Идеально подходит для клинического и исследовательского применения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Дисплей	ЖК-дисплей
Макс. скорость	16 500 об/мин
Точность регулирования скорости	±10 об/мин
Макс. RCF	18 757 ×g
Макс. емкость	12 × 5 мл
Диаметр камеры	Φ200 мм
Диапазон таймера	1с до 99ч 59мин
Уровень шума	≤65 дБ
Источник питания	Переменный ток 220В±22В 50Гц
Потребляемая мощность	420 Вт
Вес нетто	19 кг
Размеры (Д×Ш×В)	360 × 285 × 258 мм