

## Горизонтальный Автоклавный Паровой Стерилизатор

Артикул: КТ-Р01



### введение

Горизонтальный автоклавный паровой стерилизатор использует метод гравитационного вытеснения для удаления холодного воздуха из внутренней камеры, так что внутреннее содержание пара и холодного воздуха меньше, а стерилизация более надежна.

[Узнать больше](#)

| Модель   | КТ-150ЙДА      | КТ-200ИДА       | КТ-280ЙДА       | КТ-400ЯДА       | КТ-500ЙДА        |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Объем стерилизационной камеры                  | 150л ф440×1000 | 200 л ф515×1000 | 280 л ф600×1000 | 400л ф700×1100  | 500л ф700×1300мм |
| Постоянный стресс на работе                    | 0,22 МПа       |                 |                 |                 |                  |
| Номинальная рабочая температура                | 134 °С         |                 |                 |                 |                  |
| Выбор температуры стерилизации                 | 40°С-134°С     |                 |                 |                 |                  |
| Диапазон выбора времени синхронизации          | 0-60мин        |                 |                 |                 |                  |
| Тепловая однородность стерилизационной комнаты | ≤ ± 2 °С       |                 |                 |                 |                  |
| Мощность/напряжение питания                    | 9кВт/380В 50Гц | 9кВт/380В 50Гц  | 12кВт/380В 50Гц | 18кВт/380В 50Гц | 18кВт/380В 50Гц  |
| Размеры (мм)                                   | 1400×600×1300  | 1400×670×1650   | 1400×770×1780   | 1430×880×1830   | 1800×900×1820    |
| Транспортный размер (мм)                       | 1560×750×1850  | 1560×820×1850   | 1680×920×2100   | 1600×1050×2100  | 1850×1050×2100   |
| Брутто нетто                                   | 320/240 кг     | 350/260 кг      | 465/365 кг      | 530/420 кг      | 580/470 кг       |