

# Зонд Для Определения Водорода Для Быстрого Измерения Содержания Водорода С Высоким Коэффициентом Успешности

Артикул: КТ-Т03



## введение

Точный зонд для определения водорода в расплавленной стали, диапазон 0,5-14ppm, точность  $\pm 0,15$ ppm, 96% успеха. Оптимизируйте качество стали прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Код продукта	ОУ-Н-900
Диапазон измерений	0,5-14ppm
Точность	$\pm 0.15$ ppm
Успешность измерений	96%
Время тестирования	30-60s