

Криогенная Шлифовальная Криофрезерная Машина В Жидком Азоте Для Пластикового Сырья И Термочувствительных Материалов

Артикул: KT-CG01



введение

Откройте для себя криогенный пульверизатор с жидким азотом KT-CG01, идеально подходящий для пульверизации пластика и термочувствительных материалов, сохраняющий целостность материала и обеспечивающий сверхтонкие результаты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название	Криогенная шлифовальная машина с жидким азотом
Модель	KT-CG01
Мощность	1.8kw
Напряжение	220V
Криогенная шлифовальная машина Тонкость	40-300 сетка
Производительность	1-3 кг/ч
Малая емкость	10g
Режим разряда	Непрерывный
Скорость	25000 об/мин
Вес	12 кг
Размер	290280480 мм
Охлаждающая среда	Жидкий азот
Тип ножа	Нож с многоугольной головкой
Принцип измельчения	Высокоскоростное столкновение
Разгрузка	Отсутствие выбора сита
Система жидкого азота	Ножная/самомагнетаемая (выберите одну)