

## Лабораторная Инфракрасная Пресс-Форма

Артикул: PMID



### введение

Легко освобождайте образцы из нашей лабораторной пресс-формы для точного тестирования. Идеально подходит для исследований в области подготовки образцов батарей, цемента, керамики и других материалов. Доступны настраиваемые размеры.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	ПМИД
Форма образца	
Материал матрицы	Карбид вольфрама
Твердость индентора	HRC68-HRC85
Размер образца	Ф13 мм (M)
Глубина полости	20 мм (N)
Размеры	Ф43*78 мм (L*H)
Вес	0.76 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	