

Лабораторная Щековая Дробилка

Артикул: KT-PE



Introduction

Эффективно измельчайте твердые образцы с помощью лабораторной щековой дробилки PE90x150. Идеально подходит для сплавов, минералов, строительных материалов и многого другого.

[Узнать больше](#)

Подходящие материалы	средней твердости, твердый, хрупкий, твердый и жесткий
Тип лечения	раздавленный
Размер ввода материалов	
Выходной размер материалов	
Размер челюстной пластины	90 x 150 мм
Зазор челюстной пластины	0-30 мм
Объем коллектора	20 л
Материал челюсти	Легированная сталь; Нержавеющая сталь;Карбид вольфрама
Мощность двигателя	1500 Вт
Вес нетто	226 кг
Габаритный размер	Д450xШ850xВ980 мм
Описание шума	
Уровень защиты	IP65
Стандарт качества	CE
Дополнительная функция	Поворотная воронка / Защитная крышка маховика с обзором / Пыленепроницаемая воронка / Порт для пылесоса