

Лабораторная Настольная Высокоскоростная Малая Центрифуга Для Низкотемпературного Разделения Сыворотки И Обезвоживания Исследований

Артикул: KT-HSS



введение

Настольная высокоскоростная центрифуга Kintek: Мощность 21 000 об/мин, точный контроль температуры. Идеально подходит для клинических и исследовательских лабораторий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Режим отображения	ЖК-дисплей
Максимальная скорость	21000 об/мин
Точность регулирования скорости	±20 об/мин
Максимальное относительное центробежное ускорение (RCF)	30642xg
Максимальная вместимость	4 x 750 мл
Спецификации камеры центрифуги	Ф420 мм
Диапазон таймера	1-99 мин
Рабочий шум	≤65 дБ
Источник питания	Переменный ток 220±22 В, 50 Гц
Мощность	750 Вт
Вес нетто	62 кг

Размеры продукта (Д×Ш×В) 565×465×395 мм