

Лабораторная Банка Для Образцов С Формалином, Запечатанная Бутылка Для Образцов

Артикул: KTG-3



введение

Бутылки для образцов используются для сбора и хранения образцов животных и растений.

[Узнать больше](#)

Технические характеристики	Общая высота	Высота бутылки	Диаметр бутылки	Диаметр дна	Внешний диаметр горлышка бутылки
45*65 мм	105 мм	78 мм	45	59 мм	44
45*90 мм	132 мм	106 мм	45	59 мм	54
45*120 мм	168 мм	136 мм	45	58 мм	54
45*150 мм	189 мм	165 мм	45	60 мм	56
60*90 мм	135 мм	105 мм	60	76 мм	68
60*120 мм	170 мм	135 мм	60	75 мм	68
60*150 мм	200 мм	166 мм	60	75 мм	69
60*180 мм	228 мм	196 мм	60	74 мм	69
75*90 мм	140 мм	104 мм	75	95 мм	85
75*120 мм	172 мм	135 мм	75	92 мм	87
75*150 мм	200 мм	166 мм	75	93 мм	87
75*180 мм	230 мм	198 мм	75	94 мм	84
90*90 мм	146 мм	105 мм	90	109 мм	98
90*120 мм	183 мм	136 мм	90	109 мм	98
90*150 мм	205 мм	165 мм	90	111 мм	101
90*180 мм	233 мм	198 мм	90	109 мм	98